



Neu! CHF 169,- für ein hochwertiges Zahnpolitur- und Zahnaufhellungsset. Für perfekt glatte Zähne und ein strahlendes Lächeln im Handumdrehen. Lieferkosten inbegriffen.

Das Zahnpolitur- und Zahnaufhellungsset „Smile'Up“ besteht aus einem schönen Lederetui, einem rotierenden, batteriebetriebenen Poliergerät (AA-Batterien im Lieferumfang enthalten), 3 Polierköpfen, 2

Polierpasten für ca. 1 Jahr Behandlung, einem Zahnsteinkratzer, einem Mundspiegel, einem Lippenspreizer und einem Aufhellstift. Es ermöglicht Ihnen die einfache und schnelle Politur und Reinigung Ihrer Zähne, um diese strahlender und weißer zu machen.

Sichtbare Ergebnisse bereits ab der ersten Behandlung!

Vertrieb in Deutschland und Schweiz

zzgl. Lieferkosten

Im Laufe der Monate werden unsere Zähne zunehmend gelb und bilden Zahnstein. Der Konsum bestimmter Lebensmittel, gefärbter Getränke und Nikotin steigert dieses Risiko noch zusätzlich. Dank der einfachen Anwendung des Polishing & Whitening-Sets erhalten Sie Ihr sauberes und strahlendes Lächeln ganz einfach zurück.

Ein neues strahlendes Lächeln. Das Zahnpoliergerät verleiht Ihnen in wenigen Minuten glatte, saubere und strahlende Zähne. Mit dem Spiegel und dem Zahnsteinkratzer lässt sich Zahnstein auch an schwer zugänglichen Stellen schmerzfrei entfernen. Mit dem Aufhellstift auf Grundlage von natürlichem Mineralpuder vervollständigen Sie die Zahnpflege und erhalten ein noch strahlenderes Lächeln.

Gebrauchsanweisung des Zahnsteinentferners:

Reinigen Sie Ihre Zahnzwischenräume mithilfe des Mundspiegels und des Lippenspreizers. Vermeiden Sie dabei den Kontakt mit dem Zahnfleisch.

Der biegsame Zahnsteinentferner ermöglicht eine sorgfältige und sichere Behandlung.

Achten Sie darauf, keinen zu großen Druck auf natürliche und künstliche Zähne auszuüben.

Gebrauchsanweisung des Poliergeräts:

Den zylinderförmigen Aufsatz mit der Polierpaste bestreichen und auf das Poliergerät stecken. Üben Sie zum Polieren auf jeden Zahn für die Dauer von 5-6 Sekunden leichten Druck aus. Dank des zylinderförmigen Aufsatzes lassen sich auch die Zahnzwischenräume mühelos erreichen.

Das Ergebnis: Glatte und strahlende Zähne!

Empfohlene Anwendungshäufigkeit: 2 x pro Monat

Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Vermeiden Sie zu starke Druckausübung - Bei zu starker Druckausübung auf den Zahn stoppt eine Notabschaltung die Drehbewegung des Poliergeräts.

Vorsicht vor möglicher Spritzwasserbildung zu Beginn der Politur!

Gebrauchsanweisung des Aufhellstifts:

Tragen Sie eine dünne Schicht des Gels auf Ihre Zähne auf, lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken und spülen Sie danach den Mund aus.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit: 5 x pro Woche abends vor dem Schlafengehen

Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet

Schwangeren und stillenden Frauen wird von der Anwendung abgeraten

Aufhellende Wirkung nur bei natürlichen Zähnen

Über einen Zeitraum von 4 Stunden nach der Anwendung wird empfohlen, keine gefärbten Lebensmittel oder Getränke zu sich nehmen (nur Wasser und neutrale Lebensmittel)

Auf www.smile-up.de oder www.smileup.ch oder info@smileup.ch können Sie ein Nachfüllset mit 2 Polierköpfen und 2 Polierpasten bestellen.

Exklusiv bei Smile'Up – HQTS high quality teeth science – Ihre Spezialisten für schöne Zähne.